

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	GDR-S13-P11
	ALMACENAMIENTO	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	07/02/2022
		PAGINA 1 DE 3	

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Misionales				
OBJETIVO GENERAL: Establecer las condiciones para el almacenamiento seguro del material estéril dentro de la central de esterilización de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.				
ACTIVIDADES				
No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Identificar los insumos a ser almacenados a través del registro de control de producción de esterilización.	GDR-S13-F32 Control de producción de esterilización	Auxiliar de enfermería central de esterilización
2	H	Realizar un conteo del materia esterilizado de manera manual y se empacan en bolsas blancas, vigilando la temperatura, humedad y fechas de vencimiento del instrumental	N.A	Auxiliar de enfermería central de esterilización
3	H	Proceder a almacenar en los estantes antioxidantes	N.A	Auxiliar de enfermería central de esterilización
4	H	<p>Almacenar el material estéril, cumpliendo las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe ser un lugar exclusivo, libre de polvo, insectos y roedores. 2. Mantener un rango de temperatura entre 20 ° a 25 ° C y Humedad entre el 35% y 55%. 3. Restringir el acceso al área, permitiendo solo el ingreso de personal autorizado previo cumplimiento de los requisitos requeridos para el ingreso 4. Cumplir con las normas de ingreso (Normas de bioseguridad). 	N.A	Auxiliar de enfermería central de esterilización

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	PROCEDIMIENTO		CÓDIGO	GDR-S13-P11
	ALMACENAMIENTO		VERSIÓN	2
			VIGENCIA	07/02/2022
			PAGINA 2 DE 3	

		Nota: La vida útil de un material estéril es el tiempo que transcurre desde que es procesado hasta que se utiliza o hasta la fecha de caducidad.		
5	V	Realizar la verificación de un oportuno almacenamiento del instrumental de forma visual	N.A	Auxiliar de enfermería central de esterilización
6	A	De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento realiza el respectivo análisis y propone las respectivas mejoras para el buen desempeño del mismo.	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Auxiliar de enfermería central de esterilización

 CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	GDR-S13-P11
	ALMACENAMIENTO	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	07/02/2022
		PAGINA 3 DE 3	

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación
1	Elaboración del documento: Se elabora documento con la finalidad de obtener una mejora continua dentro del subproceso “ Gestión central de esterilización ”	04/04/2018
2	Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso: “Vigilancia Epidemiológica”. Se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Modificación del instructivo.	07/02/2022
Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista área Garantía de la Calidad.	Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad.	Nombre: Ingrid Alexandra Suarez Castro Cargo: Subgerente tecnicocientífica.
Elaboró	Revisó	Aprobó